

DESINFECT INSTRUDENT

Aldehyd- und alkoholfreie Instrumentendesinfektion im Tauchbad

Spezialisiertes, materialschonendes Desinfektionsmedium zur manuellen Aufbereitung von medizinischen, chirurgischen und zahnärztlichen Instrumenten, Bohrern sowie thermolabilen Materialien. Das materialsichere Verfahren schützt hochwertige Praxiswerkzeuge vor Korrosion.

Technische Daten & Spezifikationen

Eigenschaft	Spezifikation / Wert
Wirkstoffbasis	Aktivchlor, freigesetzt aus Hypochlorsäure
Gefahrstoff-Kennzeichnung	Komplett kennzeichnungsfrei nach GefStVo (0% Gefahrstoffe)
Formulierung	pH-neutral, vegan, frei von Alkohol, Aldehyden, QAV, Farb- & Duftstoffen
BAuA-Registriernummer	N-105774
Wirkungsspektrum	Bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (99,99% Reduktion pathogener Keime)
Fixierungs-Schutz	Vollständig aldehydfrei. Verhindert die gefürchtete Eiweißfixierung von Blut und organischen Rückständen auf den Instrumentenoberflächen.

Dosierung & Anwendungshinweise

- DESINFECT INSTRUDENT wird als gebrauchsfertige Lösung unverdünnt in die Instrumentenwanne (Tauchbad) gefüllt.
- Die Instrumente unmittelbar nach der Nutzung in geöffnetem Zustand einlegen. Alle Hohlräume und Oberflächen müssen komplett geflutet sein.
- Die vorgeschriebene Einwirkzeit laut technischem Datenblatt strikt einhalten.
- Nach der Entnahme die Instrumente gründlich mit klarem Wasser (vorzugsweise demineralisiert) abspülen, trocknen und dem weiteren Sterilisationskreislauf zuführen.

Verfügbare Verpackungsgrößen

- 500 ml Rundflasche
- 1000 ml Flasche
- 5 Liter Tauchbad-Kanister

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.