CLÍNICA / CENTRO ASISTENCIAL – MANUAL DE HIGIENE

Extracto del plan de higiene: limpieza de superficies mediante impregnación de toallitas

Para garantizar un rendimiento de desinfección constante, está prohibida la preparación de paños de limpieza mediante el método de cubo abierto (open bucket). Solo pueden utilizarse sistemas de impregnación de toallitas validados que garanticen la protección de la solución de uso frente a contaminación visible e invisible (p. ej., por el aire ambiente o por contacto manual). Las toallitas deben estar fabricadas con un material que no provoque adsorción (fijación de principios activos) de los componentes desinfectantes (p. ej., fibras de PET puras).

Instrucción de trabajo: preparación del sistema de impregnación (método del cubo)

1. **Preparación:** Limpie y desinfecte a fondo el cubo del sistema antes de cada nuevo llenado.
2. **Colocación:** Coloque el rollo de toallitas secas (toallitas de tejido no tejido) en el centro del cubo.
3. **Dosificación:** Utilice DESINFECT WIPES puro o diluido hasta 1:3, véase la ficha de producto. Mida la cantidad necesaria (p. ej., 1,5 litros). *Importante: para diluir, utilice exclusivamente agua fría.*
4. **Impregnación:** Vierta la solución de uso preparada de forma uniforme sobre el rollo de toallitas.
5. **Cierre:** Saque la primera toallita del centro del rollo a través de la abertura de extracción de la tapa y cierre el cubo herméticamente.
6. **Tiempo de espera:** Deje reposar el sistema aprox. 10 a 15 minutos antes de la primera extracción, para que las toallitas queden completa y uniformemente empapadas.
7. **Etiquetado:** Coloque la etiqueta del lote (contenido, concentración, fecha, hora, nombre) en un lugar bien visible del cubo. El tiempo de uso es de 28 días como máximo.

SISTEMA DE IMPREGNACIÓN – REGISTRO DE LLENADO (etiqueta del lote)

- **Producto utilizado:** DESINFECT WIPES
- **Concentración de uso:** puro o diluido hasta 1:3 (véase la ficha de producto): [_____]
- **Fecha / hora de preparación:** [__.__.____] a las [__:__]
- **Utilizable hasta:** [__.__.____] (máx. 4 semanas después de la preparación)
- **Preparado por (iniciales):** [_____]

Raiffeisenstr. 6 · 97265 Hettstadt · Alemania · shop@zimmer-reinigungstechnik.de · www.zimmer-reinigungstechnik.de